

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
ГЕКСОСЕПТ-РН

информация для специалистов

Название лекарственного средства:

Торговое название: Гексосепт-РН

Международное непатентованное название: Chlorhexidine

Общая характеристика:

Суппозитории торпедовидной формы, белого или желтовато-белого цвета. Допускается неоднородность окраски в виде мраморности и наличие воронкообразного углубления. На продольном срезе допускается наличие воздушного стержня.

Состав на один суппозиторий:

Хлоргексидина диглюконат 16 мг в виде 20 % раствора хлоргексидина диглюконата;

Макрогол 1000 – до 3,10 г.

Лекарственная форма: Суппозитории вагинальные.

Фармакотерапевтическая группа:

Прочие антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний.

Код АТХ: G01AX

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гексосепт-РН - антисептическое лекарственное средство для местного применения, активен в отношении значительного числа патогенов - простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Trichomonas vaginalis*, *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы. Лекарственное средство не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика


Практически не всасывается из ЖКТ. После случайного проглатывания 300 мг Смак достигается через 30 мин и составляет 0,206 мкг/л. Выводится в основном с каловыми массами (90%), менее 1% выделяется почками.

Показания к применению:

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии: перед родами и абортom, перед внутриматочными исследованиями, перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки.

Профилактика венерических заболеваний (гонорея, сифилис, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз).

Лечение вагинитов (в том числе неспецифических смешанных, трихомонадных), хронических экзо- и эндоцервицитов.



Руководитель /В.Л. Фарбер/

РБ
24.05.16

Способ применения и дозы:

Применяют интравагинально. Суппозиторий следует извлечь из оболочки и ввести глубоко во влагалище.

Для лечения назначают по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7-10 дней. В случае необходимости курс может быть продлен до 20 дней.

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путём: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после незащищённого полового акта.

Побочное действие:

В редких случаях возможны аллергические реакции, зуд, которые проходят после отмены препарата.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Детский возраст до 14 лет.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Особые указания и меры предосторожности:

В детском возрасте до 14 лет лекарственное средство не применяется.

Применение в период беременности и лактации:

Лекарственное средство разрешено к применению при беременности и лактации.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механические устройства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное средство не совместимо с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Совместимо с лекарственными средствами, содержащими катионную группу (нетримоний бромид, бензалконий хлорид).

Условия хранения:

Хранить в защищённом от света и влаги месте, при температуре от +8 °С до +15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: Без рецепта врача.

Упаковка:

1 или 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке.

Одну контурную ячейковую упаковку с 1 суппозиторием или две контурные ячейковые упаковки по 5 суппозиториев вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 34-06-29, e-mail: secretar@rubikon.by



18.05.16

— ПБ

24.05.16.